

Déstockage matériel de laboratoire

Incubateur réfrigéré



3000 € / HT*

Cet incubateur réfrigéré est conçu pour répondre à un grand nombre de besoins en matière d'expérimentation, des cultures de microorganismes aux tests de germination en passant par diverses expériences à température constante. Il comporte une fenêtre en triple vitrage (qui peut être teinté), un éclairage dans la chambre (15 W) et un chemin de câble de série. MIR-154 uniquement : panneau de commande avec écran LCD. Ventilateur CC prévenant le dessèchement du milieu de culture. Porte réversible pour ouverture à gauche ou à droite. Surveillance à distance avec le logiciel DAQ (acquisition de données).

> Contrôle de température exact : $\pm 0,2$ °C au niveau de l'élément chauffant, $\pm 1,5$ °C (MIR-154 et MIR-254), ± 1 °C (MIR-554) au niveau du compresseur

> Homogénéité de température dans la chambre : $\pm 0,5$ °C

> Alarme visuelle et sonore lorsque la température varie de $\pm 2,5$ °C. Stockage de programmes en cas de panne de courant. Commutateur de verrouillage de touches pour protection des réglages.

> Fonction de diagnostic automatique, programmable avec un maximum de 12 étapes, 1 - 99 cycles ou illimités. Max. 10 programmes mémorisés .

État produit : Écrasement du bandeau latéral

Fournisseur : *Panasonic*

Référence : SANYMIR-154_O

Garantie : 1 an

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : SANYMIR-154_O

N°Client : 40 _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
SANYMIR-154_O	Incubateur réfrigéré	1	3000 €

Montant HT

3000 €

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :

laurence.naudon@vwr.com