

## Déstockage matériel de laboratoire

### Étuve de séchage



**580 € / HT\***

Étuve de chauffage et de séchage avec chambres en acier inoxydable, conçue pour les applications de routine. Les unités à convection naturelle sont idéales pour un séchage et un chauffage doux afin de protéger les échantillons délicats. Les unités à convection forcée conviennent pour un séchage et un chauffage plus rapides. Elles offrent une meilleure uniformité de la température.

> Système d'alarme automatique de protection contre la surchauffe

Minuterie intégrée

> Grand affichage luminescent sous vide, facile à lire et bouton tactile contrôlé par microprocesseur

> Portes pouvant s'ouvrir à un angle de plus de 180° pour faciliter l'accès à l'intérieur

> Le conduit d'évacuation peut être utilisé comme port d'accès pour une sonde de température externe

**État produit : Matériel neuf**

Fournisseur : *Thermo Scientific*

Référence : THBR51028139\_O

Garantie : 1 an

## BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : THBR51028139\_O

N°Client : 40 \_\_\_\_\_

Entreprise : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Nom de l'acheteur : \_\_\_\_\_

TÉL : \_\_\_\_\_ FAX : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Adresse de livraison :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : \_\_/\_\_/\_\_

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
THBR51028139_O	Étuve de séchage	1	580 €

Montant HT

580 €

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :  
laurence.naudon@vwr.com