

Déstockage matériel de laboratoire

Incubateur CO₂ par stérilisation à air chaud

5500 € / HT*



État produit : Tôle légèrement enfoncée

Fournisseur : Binder

Référence : BIND9040-0038

Garantie : 1 an

Incubateur avec capteur de CO₂ pouvant être stérilisé. Les unités offrent des conditions de croissance optimales pour les cultures cellulaires et répondent aux exigences les plus élevées en termes de qualité de la croissance cellulaire et de sécurité maximale des échantillons. La conception ANTI.PLENUM réduit les surfaces grâce à la cuve interne emboutie sans soudure et sans fixations et est équipée d'un système de support intégré pour les étagères. Ceci permet de réduire le risque de contamination en réduisant la surface et le nombre de pièces à nettoyer manuellement et d'éliminer les frais courants liés aux consommables. Une décontamination fiable est garantie par la stérilisation à air chaud à 180 °C conforme aux normes, qui supprime complètement les contaminants et assure une chambre intérieure complètement stérilisée.

> Contrôleur avec écran couleur LCD pour affichage simultané de tous les paramètres importants (température, concentration de CO₂ et d'O₂, humidité) et bouton poussoir/rotatif pour une utilisation conviviale

> Introduction de CO₂ via une buse mélangeuse de gaz Venturi

> Système électronique d'auto-diagnostic d'erreur avec alarmes visuelles et sonores, ainsi que contact libre potentiel pour une surveillance centrale

> Dispositif de sécurité à température réglable indépendant, classe 3.1 (DIN 12880), avec alarme de température visuelle et sonore

> Valeurs de pH stables en raison de temps de récupération courts avec un système de mesure du CO₂ par infrarouge sans dérive

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : BIND9040-0038

N°Client : 40 _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
BIND9040-0038	Incubateur CO ₂ par stérilisation à air chaud	1	5500 €

Montant HT

5500 €

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :
laurence.naudon@vwr.com