

Déstockage matériel de laboratoire

Microscope droit, Primo Star



760 € / HT*

Le dispositif Primo Star est conçu à des fins de formation. Le module iLED fournit un système d'éclairage à LED 455 nm pour la détection de la tuberculose et de la maladie du sommeil sévissant en Afrique grâce à la technique en fluorescence, optimisée pour le fluorophore d'auramine.

- > Contraste de phase (10x, 20x, 40x, 100x) disponible
- > Oculaires non amovibles pour une sécurité accrue en laboratoires d'enseignement
- > Éclairage de Köhler fixe et réglable pour une utilisation aisée

État produit : Matériel neuf

Fournisseur : Zeiss

Référence : ZEIS4155000051000

Garantie : 1 an

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : ZEIS4155000051000

N°Client : 40 _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix unitaire	Montant hors taxe
ZEIS4155000051000	Microscope droit, Primo Star	1	950 €	760 €

Montant HT	760 €
------------	-------

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :
laurence.naudon@vwr.com