

Déstockage matériel de laboratoire

Armoire de sécurité sous paillasse



895 € / HT*

Portes battantes et armature en tôle d'acier pulvérisé. Équipements intérieurs en tôle d'acier pulvérisé. Deux plateaux amovibles, deux inserts de tôle perforés et base classique de 35 mm.

Cette armoire de sécurité peut résister au feu durant 90 minutes. Cette armoire sous paillasse est équipée de portes battantes et/ou de tiroirs pour le stockage de substances dangereuses dans les espaces de travail.

Les tiroirs ou portes battantes restent ouverts dans n'importe quelle position et les conteneurs peuvent être insérés et retirés des deux mains. Les tiroirs/portes se ferment automatiquement en cas d'incendie. Tous les modèles UTS sont équipés en série d'une charnière à droite, disponibles en option avec charnière à gauche (sur demande).

Port de liaison équipotentielle standard sur la partie supérieure de l'armoire pour raccord à la terre conformément à la norme TRBS 2153, BGR 132 (prévention des risques d'inflammation). Les équipements intérieurs sont connectés par conduction au port de liaison équipotentielle.

Extraction constante du sol grâce au socle rainuré (hauteur : 35 mm). Cela permet de récupérer les substances ou vapeurs dangereuses au fond de l'appareil et de les évacuer en toute sécurité avec l'air expulsé. Le diamètre du raccord d'évacuation est de 75 mm à l'arrière de l'armoire. Les volets coupent automatiquement l'aération en cas d'incendie.

État produit : Matériel neuf

Fournisseur : Düperthal

Référence : DUEH29-060964-401

Garantie : 1 an

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : DUEH29-060964-401

N°Client : 40 _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
DUEH29-060964-401	Armoire de sécurité sous paillasse	1	895 €

Montant HT

895 €

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :
laurence.naudon@vwr.com