

## Déstockage matériel de laboratoire

### Agitateur multi-tubes Vortex



**1380 € / HT\***

Conçu pour contenir plusieurs tubes à essais, portoirs pour tubes à essais, flacons ou éprouvettes. L'action d'agitation de type vortex est créée en maintenant le haut du récipient en place tout en laissant sa partie inférieure se déplacer librement dans une orbite définie. Deux montants en acier inoxydable maintiennent fermement la plaque de support en place pour un mélange silencieux, sans entrecrocs. La plaque de support est facilement ajustable en desserrant les molettes pour la déplacer vers le haut ou le bas. La rainure circulaire située en haut du montant supérieur permet de basculer la plaque de support hors du plateau pour un retrait facile des échantillons. Les pieds à ventouse limitent les mouvements afin d'éviter tout déplacement sur la paillasse. Fabriqués en acier inoxydable avec une peinture résistante à la corrosion. Équipé d'un puissant moteur à aimant permanent avec roulements à billes étanches. Le moteur est conçu pour un usage en continu.

> Idéal pour mélanger plusieurs tubes en même temps

> Prend en charge des volumes plus importants que les agitateurs Vortex standard

**État produit : Appareil de démonstration**

Fournisseur : *VWR Collection*

Référence : VWRI444-7063\_D

Garantie : 1 an

## BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : VWRI444-7063\_D

N°Client : 40 \_\_\_\_\_

Entreprise : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Nom de l'acheteur : \_\_\_\_\_

TÉL : \_\_\_\_\_ FAX : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Adresse de livraison :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : \_\_/\_\_/\_\_

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
VWRI444-7063_D	Agitateur multi-tubes Vortex	1	1380 €

Montant HT

1380 €

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :  
laurence.naudon@vwr.com