

Déstockage matériel de laboratoire

Agitateur magnétique chauffant



1350 € / HT*

Agitateur magnétique numérique, à plaque chauffante et multipositions, dotés de 5, 10 ou 15 positions d'agitation, conçus pour un chauffage et une agitation synchrones et adaptés à un fonctionnement en continu. Les entraînements magnétiques sans usure permettent un processus d'agitation silencieux et constant dans toutes les positions. Les activités de criblage peuvent être réalisées dans des conditions reproductibles. La température de surface peut être réglée jusqu'à 120 °C, générant une température maximale du milieu de 70 °C (selon le type de récipient). Par ailleurs, la vitesse reste constante, indépendamment des variations de charge.

- > Répartition homogène de la température sur toute la surface de la plaque chauffante
- > Fonctionnement réglable et réversible
- > Mode économique garantissant des opérations d'agitation n'échauffant pas la surface de la plaque chauffante
- > Affichage du code d'erreur et fonctionnement aisé via le clavier tactile
- > Vitesse ajustable par incréments de 10 min⁻¹

État produit : Matériel neuf

Fournisseur : IKA

Référence : IKA2930700_O

Garantie : 1 an

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : IKAA2930700_O

N°Client : 40 _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
IKAA2930700_O	Agitateur magnétique chauffant	1	1350 €

Montant HT	1350 €
------------	--------

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :
laurence.naudon@vwr.com