

Déstockage matériel de laboratoire

Agitateur orbital



930 € / HT*

Mélangeur plat et compact avec minuterie et réglage électronique de la vitesse. Le modèle control est équipé d'une interface RS232 analogique et d'un système de positionnement limité intégré pour des échantillonnages robotisés ; toutes les fonctions peuvent être contrôlées et décrites avec le logiciel labworldsoft® disponible en option.

> Fonctionnement continu ou temporisé : 5 à 50 min pour le modèle basic, 0 à 599 min pour le modèle control

> Modèle basic équipé d'un affichage à LED pour le réglage de la vitesse et du temps ; le modèle control est équipé d'un affichage numérique indiquant la vitesse, le temps et le mode de fonctionnement

> Utilisable de 5 à 50 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide

État produit : Matériel en bon état

Fournisseur : IKA

Référence : IKA2980200_O

Garantie : 1 an

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : IKAA2980200_O

N°Client : 40 _ _ _ _ _

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
IKAA2980200_O	Agitateur orbital	1	930 €

Montant HT

930 €

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :
laurence.naudon@vwr.com