

Déstockage matériel de laboratoire

Systèmes de vide



État produit : Matériel neuf

Fournisseur : *KNF*

Référence : KNFASH820

Garantie : 1 an

1290 € / HT*

Les systèmes modulaires SH et SC sont équipés d'une pompe à membrane résistant aux produits chimiques. Les systèmes de vide peuvent être utilisés dans une large gamme de travaux de laboratoire partout où un vide propre et constant est nécessaire. Il existe une sélection de pompes à vide ayant différentes capacités et comportant différents composants de système modulaire pour être adaptées à n'importe quelle utilisation en laboratoire.

Systèmes SH

Équipés d'un séparateur côté aspiration et d'un condenseur côté pression.

- > Résistance aux produits chimiques, conviennent donc à une utilisation avec les gaz et vapeurs très agressifs et corrosifs
- > Grande tolérance aux vapeurs et aux condensats
- > Récupération contrôlée des solvants par un condenseur haute performance (côté pression)
- > Particules piégées dans le système (côté aspiration)

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : KNFASH820

N°Client : 40 _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
KNFASH820	Système de vide	1	1290 €

Montant HT	1290 €
------------	--------

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :
laurence.naudon@vwr.com