

Déstockage matériel de laboratoire

Pompe à vide, auto-séchage



État produit : Nouveau carter

Fournisseur : KNF

Référence : KNFAN860.3FT4018_O

Garantie : 1 an

1820 € / HT*

Pompes à déplacement à deux étages, à fonctionnement à sec et résistantes aux produits chimiques, pour les gaz et les vapeurs neutres, très agressifs et corrosifs à vide constant. Transfert sans contamination du gaz traité. Les pompes sont adaptées à une large gamme d'applications dans les laboratoires, en particulier dans le cas où un vide propre est nécessaire et où les gaz humides doivent être évacués, par exemple le séchage sous vide dans les étuves de séchage sous vide (pour le séchage ou le traitement thermique des substances et composants) ou les stérilisateur à vapeur pour la stérilisation des instruments, conteneurs, filtres et textiles. En raison de sa haute résistance aux milieux agressifs, la pompe a des applications universelles. Le système de séchage permet d'expulser les condensats liquides des têtes de pompe à grande vitesse pendant l'évacuation. Le vide dans la chambre à vide reste constant. Le cycle de séchage peut être adapté individuellement aux exigences d'un processus au moyen de trois variables. Les pompes permettent d'obtenir un meilleur vide après séchage et une évacuation nettement plus rapide que les pompes sans système de séchage.

- > Grande tolérance aux vapeurs et aux condensats
- > Résistance aux produits chimiques, conviennent à une utilisation avec les gaz et vapeurs très agressifs et corrosifs
- > Sans maintenance
- > Écologiques ; les pompes n'utilisent pas d'eau et ne produisent donc pas d'eaux usées contaminées

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : KNFAN860.3FT4018_O

N°Client : 40 _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
KNFAN860.3FT4018_O	Pompe à vide, auto-séchage	1	1820 €

Montant HT

1820 €

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Christine Badinga, par e-mail :
christine.badinga@vwr.com