

## Déstockage matériel de laboratoire

### Incubateur, Génération 2012



**3200 € / HT\***

Modèle SingleDISPLAY, parfaitement adapté aux applications standard :

Paramètres ControlCOCKPIT : température (Celsius ou Fahrenheit), vitesse de ventilation, position du clapet d'évacuation de l'air, durée de programmation, fuseaux horaires et heure d'été

Un capteur de température PT100 dans un circuit 4 fils et interface Ethernet pour exporter le journal de protocole

Double protection contre la surchauffe avec alarme visuelle : contrôle électronique de la température avec plage de température librement réglable et limiteur de température mécanique TB classe 1, selon la norme DIN 12 880, qui coupe le chauffage si la température maximale autorisée est dépassée d'environ 10 °C

**État produit : Matériel neuf**

Fournisseur : *Memmert*

Référence : MEMMIN750PLUS

Garantie : 1 an

## BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : MEMMIN750PLUS

N°Client : 40 \_\_\_\_\_

Entreprise : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Nom de l'acheteur : \_\_\_\_\_

TÉL : \_\_\_\_\_ FAX : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Adresse de livraison :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : \_\_/\_\_/\_\_

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix unitaire	Montant hors taxe
MEMMIN750PLUS	Incubateur, Génération 2012	1	4000 €	3200 €

Montant HT	3200 €
------------	--------

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :  
laurence.naudon@vwr.com