

Déstockage matériel de laboratoire

Incubateur, Génération 2012



État produit : Matériel en bon état. Tôle légèrement enfoncée sur l'arrière de

Fournisseur : Memmert

Référence : MEMMINB500

Garantie : 1 an

999 € / HT*

Modèle SingleDISPLAY, parfaitement adapté aux applications standard :

Paramètres ControlCOCKPIT : température (Celsius ou Fahrenheit), vitesse de ventilation, position du clapet d'évacuation de l'air, durée de programmation, fuseaux horaires et heure d'été

Un capteur de température PT100 dans un circuit 4 fils et interface Ethernet pour exporter le journal de protocole

Double protection contre la surchauffe avec alarme visuelle : contrôle électronique de la température avec plage de température librement réglable et limiteur de température mécanique TB classe 1, selon la norme DIN 12 880, qui coupe le chauffage si la température maximale autorisée est dépassée d'environ 10 °C

Modèles TwinDISPLAY, parfaitement adaptés aux processus de rampe complexes :

Étuves intuitives et conviviales avec 2 écrans TFT. ControlCOCKPIT avec port USB. Paramètres ControlCOCKPIT comme indiqué ci-dessus

Deux capteurs PT100 dans un circuit 4 fils pour surveillance mutuelle, et fonctions de substitution en cas d'erreur

La fonction HeatBALANCE permet le réglage spécifique à l'application de la distribution de la puissance calorifique (équilibre) entre les zones de chauffage supérieure et inférieure

Les données de protocole enregistrées s'affichent sur le ControlCOCKPIT (10 000 valeurs au maximum correspondent à environ 1 semaine)

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : MEMMINB500

N°Client : 40 _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
MEMMINB500	Incubateur, Génération 2012	1	999 €

Montant HT	999 €
------------	-------

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Christine Badinga, par e-mail :

christine.badinga@vwr.com