

## Déstockage matériel de laboratoire

### Four à moufle, avec porte à battant ou guillotine



**1650 € / HT\***

Ce four à moufle électrique permet une utilisation quotidienne dans les laboratoires ; l'extérieur du four est en acier inoxydable texturé (conception anti-rouille). La température maximale est de 1100 ou 1200 °C. Le modèle est doté d'une entrée d'air réglable intégrée dans la porte, d'une sortie d'air d'évacuation à l'arrière du four et d'un relais de mise en marche à semi-conducteurs silencieux.

> Dispositif de chauffage sur les deux côtés via les plaques chauffantes en céramique (dispositif de chauffage sur trois côtés pour les modèles L 24/11 - LT 40/12)

> Plaques chauffantes en céramique avec résistances intégrées, protégées des émanations et des éclaboussures, faciles à remplacer

> Module fibreux moulé sous vide hautement résistant

> Caisson à double paroi pour des températures externes basses et une grande stabilité

> Porte (modèles L) à battant pouvant servir de plan de travail ou porte guillotine (modèles LT) avec surface chaude à l'opposé de l'utilisateur

**État produit : Coup sur tôle**

Fournisseur : **NABERTHERM**

Référence : **NABEL-090K1CN\_D**

Garantie : **1 an**

## BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : NABEL-090K1CN\_D

N°Client : 40 \_\_\_\_\_

Entreprise : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Nom de l'acheteur : \_\_\_\_\_

TÉL : \_\_\_\_\_ FAX : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Adresse de livraison :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : \_\_/\_\_/\_\_

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
NABEL-090K1CN_D	Four à moufle, avec porte à battant ou guillotine	1	1650 €

Montant HT

1650 €

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :  
laurence.naudon@vwr.com