

Déstockage matériel de laboratoire

Four à moufle compact



État produit : Coup sur tôle

Fournisseur : **NABERTHERM**

Référence : **NABELE040K1RN_O**

Garantie : **1 an**

970 € / HT*

Avec un excellent rapport qualité/prix, ce four à moufle compact et léger convient à un grand nombre d'applications de laboratoire. Grâce à sa surface externe texturée, antirouille, à double paroi et en acier inoxydable, cet appareil offre des températures externes basses et une grande stabilité. Contenus dans des tubes en quartz, les éléments chauffants présentent une fiabilité hors pair pour de nombreuses applications. Avec une température maximale de 1100 °C, ce four se caractérise par une température de fonctionnement de 1050 °C. Doté d'une sortie d'air à l'arrière du four, ce modèle est aussi équipé d'un relais de mise en marche à semi-conducteurs silencieux.

- > Dispositif de chauffage sur les deux côtés via les éléments chauffants dans des tubes en quartz
- > Maintenance aisée pour le remplacement des éléments chauffants et l'isolation
- > Isolation à plusieurs couches avec plaques en fibres au niveau de la chambre du four
- > Sur les grands modèles, le contrôleur est monté sur le côté de la porte, mais sur les modèles LE 1/11, LE 2/11 et LE 4/11, il est monté sous la porte.
- > Porte rabattable et également utilisable comme plateforme de travail

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : NABELE040K1RN_O

N°Client : 40 _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
NABELE040K1RN_O	Four à moufle compact	1	970 €

Montant HT

970 €

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :
laurence.naudon@vwr.com