

Déstockage matériel de laboratoire

Diluteur à seringue



État produit : Appareil réparé

Fournisseur : HAMILTON

Référence : HAMIML625-DIL_O

Garantie : 1 an

4850 € / HT*

Le diluteur à seringue double Microlab® 600 est un instrument de manipulation de liquide semi-automatisé permettant d'effectuer des dilutions de 1:50 000 en une seule étape. Les moteurs pas à pas de haute précision offrent une précision de positionnement exceptionnelle pour toute la gamme des seringues Hamilton à amorçage sans bulles (BFP - bubble-free prime) pour des volumes compris entre 10 µl et 50 ml. La tubulure inerte et le lavage avec diluant de la tubulure entre chaque échantillon réduisent les risques de contamination, même pour les techniques les plus sensibles. Le contrôleur de base comprend un écran de démarrage rapide et d'exécution pour l'amorçage et la programmation des volumes de diluant et d'échantillon. Le contrôleur indique également l'état de la pompe sous forme graphique à l'aide d'animations représentant la trajectoire du liquide.

- > Gain de temps et économie de tampon lors de la préparation d'échantillons
- > Le système de déplacement positif offre une précision de plus de 99%
- > Calibrage avec traçabilité NIST
- > Grand écran tactile incliné pour une vue optimale, montage au mur possible
- > La pointe du piston de la seringue à amorçage sans bulles élimine le volume mort à l'extrémité de la seringue et réduit le nombre de cycles d'amorçage nécessaires > Capacité de 2 Go pour le stockage des méthodes: stockage, archivage et partage des méthodes écrites sur la carte mémoire

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : HAMIML625-DIL_O

N°Client : 40 _ _ _ _ _

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
HAMIML625-DIL_O	Diluteur à seringue	1	4850 €

Montant HT	4850 €
------------	--------

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :
laurence.naudon@vwr.com