

## Déstockage matériel de laboratoire

### Homogénéiseur de laboratoire



**4500 € / HT\***

L'homogénéiseur de laboratoire Stomacher® assure un mélange et une homogénéisation rapides et fiables pour une vaste gamme d'échantillons de laboratoire. Fonctionne sous l'action de deux palettes oscillantes entourant l'échantillon contenu dans un sac en plastique stérile.

- > Polyvalence et efficacité de mélange et d'homogénéisation des échantillons de laboratoire
- > Confinement sûr de l'échantillon dans un sac en plastique stérile pour prévenir tout risque de contamination croisée
- > La machine n'a pas besoin d'être nettoyée et stérilisée entre les échantillons
- > Aucune augmentation de température

**État produit : Matériel neuf**

Fournisseur : *Seward*

Référence : SEWA3500/001

Garantie : 1 an

## BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : SEWA3500/001

N°Client : 40 \_ \_ \_ \_ \_

Entreprise : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Nom de l'acheteur : \_\_\_\_\_

TÉL : \_\_\_\_\_ FAX : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Adresse de livraison :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : \_\_/\_\_/\_\_

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
SEWA3500/001	Homogénéiseur de laboratoire	1	4500 €

Montant HT

4500 €

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :  
laurence.naudon@vwr.com