

Déstockage matériel de laboratoire

Cryothermostat

3950 € / HT*



État produit : Appareil conforme (cuve sale)

Fournisseur : Lauda

Référence : LAUDLCK1885_0

Garantie : 1 an

La gamme de cryothermostats Proline Edition X intègre une plage de températures étendue, une puissance de chauffage et de refroidissement élevée et une pompe multi-niveaux. La télécommande assistée par menu aisément compréhensible est particulièrement utile pour le fonctionnement des appareils à des distances pouvant atteindre 50 mètres. Grâce à son écran large, l'utilisateur peut garder un œil sur tous les principaux paramètres. Affichage graphique des valeurs mesurées, vaste choix d'interfaces (Ether-CAT, Ethernet, RS232/485, module analogique, Profibus, modules de contact). Collecte de données avec documentation et contrôle aisés à l'aide du logiciel Wintherm Plus. Ces systèmes sont idéaux pour le contrôle de température des réacteurs chimiques, des distilleries et des condensateurs en verre, la cristallisation, les configurations de mesures de thermostatisation dans les technologies de procédés, les sondes chimiques, l'étalonnage des capteurs et le test des composants électroniques.

- > Facile à utiliser et contrôle simple et intuitif
- > Système PowerAdapt avec des performances de chauffage optimales jusqu'à 3,5 kW selon le réseau utilisé
- > Système SmartCool pour réaliser 75% d'économies d'énergie grâce à la gestion numérique de la réfrigération
- > Pompe Varioflex puissante (pompe de pression/d'aspiration) avec huit niveaux de pompe
- > Système polyvalent avec plusieurs modules d'interface, connexions de pompe latérale et arrière
- > Multifonctionnel: Connexion simultanée de deux applications externes possible

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : LAUDLCK1885_O

N°Client : 40 _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
LAUDLCK1885_O	Cryothermostat	1	3950 €

Montant HT	3950 €
------------	--------

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :
laurence.naudon@vwr.com