

Déstockage matériel de laboratoire

Armoire de sécurité pour produits inflammables



1850 € / HT*

Construction double paroi: les parois extérieures sont en acier recouvert de peinture blanche époxy RAL 9010, les parois intérieures en HPL.

Cette armoire de sécurité comporte des panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques. Des orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm sont prévus pour un raccordement éventuel. De plus, des conduits de ventilation avec système thermofusible permettent d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.

- > Signalisation par pictogrammes normalisés
- > Joints de porte thermodilatants
- > Portes à fermeture automatique et système de maintien des portes en position ouverte
- > Fermeture à clef
- > Bac de rétention amovible pour un nettoyage facilité

État produit : Matériel neuf

Fournisseur : **TRIONYX**

Référence : **TRIO795EJ**

Garantie : **1 an**

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : TRIO795EJ

N°Client : 40 _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
TRIO795EJ	Armoire de sécurité pour produits inflammables	1	1850 €

Montant HT

1850 €

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :
laurence.naudon@vwr.com