

Déstockage matériel de laboratoire

Pompe chimique à membrane



2500 € / HT*

La pompe chimique à diaphragme VARIO contrôle le vide en régulant la vitesse du moteur. Elle convient parfaitement aux processus chimiques durant lesquels le vide doit être régulé de façon extrêmement précise. Pour un fonctionnement silencieux, il suffit de réduire la vitesse de la pompe à la pression de fonctionnement. Une limitation maximale du nombre de courses du diaphragme permet de prolonger la durée de vie des pièces détachées. Elle se compose d'une pompe, d'un contrôleur de vide avec écran et d'un capteur de vide.

- > Les gaz et les vapeurs entrent en contact uniquement avec des plastiques résistant aux produits chimiques
- > Possibilité de réduire les temps de traitement grâce à un taux de vaporisation élevé à la pression de fonctionnement
- > Adaptation automatique du vide au traitement respectif (distillation, déshydratation, etc.)
- > La capacité d'aspiration est toujours optimale, quels que soient la taille de l'équipement ou le volume de gaz.
- > Durée de vie du diaphragme extrêmement longue; coûts de fonctionnement et de maintenance minimales
- > Communication interactive via l'interface série RS232C

État produit : Matériel neuf

Fournisseur : *Vacuubrand*

Référence : VACU683405

Garantie : 1 an

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : VACU683405

N°Client : 40 _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
VACU683405	Pompe chimique à membrane	1	2500 €

Montant HT

2500 €

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :
laurence.naudon@vwr.com