

Déstockage matériel de laboratoire

Pompe rotative à palettes



2100 € / HT*

Pompe rotative à palettes, à un ou deux étages avec pompe à huile intégrée et dispositif ballast à gaz puissant pour une excellente tolérance aux vapeurs d'eau. La pompe est puissante, mais compacte et légère.

- > Haute capacité de pompage, même à basse pression
- > Grande tolérance à la vapeur d'eau et de solvants en raison de la grande quantité de ballast à gaz (jusqu'à 10% de la capacité de pompage), fonctionnement silencieux et très bonne pression finale, même avec le ballast à gaz
- > Étanches au vide à l'arrêt du circuit d'huile pour empêcher la corrosion
- > Longs intervalles de vidange d'huile en raison du grand volume utile d'huile
- > Plus petites dimensions, poids faible et construction télescopique pour une maintenance plus facile

État produit : Matériel neuf

Fournisseur : *Vacuubrand*

Référence : VACU697080

Garantie : 1 an

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : VACU697080

N°Client : 40 _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
VACU697080	Pompe rotative à palettes	1	2100 €

Montant HT

2100 €

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :
laurence.naudon@vwr.com