

Déstockage matériel de laboratoire

Turbidimètre portable



960 € / HT*

Le turbidimètre Turb 430 permet de réaliser des mesures néphélométriques sur la lumière diffusée à 90° avec une source de lumière infrarouge ou une source de lumière blanche au tungstène.

- > Plage de mesure identifiée automatiquement
- > Mallette de transport solide pour usage sur le terrain
- > LabStation LSFlex pour un usage en laboratoire facile comme accessoires facultatifs

État produit : Pour promotion avec 705-0673

Fournisseur : *WTW*

Référence : WTWA600320_O

Garantie : 1 an

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : WTWA600320_O

N°Client : 40 _ _ _ _ _

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
WTWA600320_O	Turbidimètre portable	1	960 €

Montant HT

960 €

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :
laurence.naudon@vwr.com