

## Déstockage matériel de laboratoire

### Armoire thermostatique à température réglable



**1450 € / HT\***

- > Ventilation radiale avec circulation d'air forcée
  - > Prises internes 240 V/50 Hz (pour agitateurs)
  - > Plage de température réglable de +10 °C à 40 °C,  $\pm 1$  °C, pour diverses applications
- DBO à 20 °C
- Activité enzymatique à 25 °C
- Microbiologie à 37 °C

**État produit : Deux petites bosses très légères côté droit, appareil en bon état**

Fournisseur : *WTW*

Référence : WTWA208383\_O

Garantie : 1 an

## BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : WTWA208383\_O

N°Client : 40 \_\_\_\_\_

Entreprise : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Nom de l'acheteur : \_\_\_\_\_

TÉL : \_\_\_\_\_ FAX : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Adresse de livraison :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : \_\_/\_\_/\_\_

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
WTWA208383_O	Armoire thermostatique à température réglable	1	1450 €

Montant HT	1450 €
------------	--------

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :  
laurence.naudon@vwr.com