

Déstockage matériel de laboratoire

Agitateur à tige, électronique



État produit : Matériel en bon état

Fournisseur : IKA

Référence : IKAA2482000_0

Garantie : 1 an

570 € / HT*

Agitateur de laboratoire conçu pour les tâches d'agitation simples impliquant des volumes pouvant atteindre 15 ou 25 l (EUROSTAR 20 digital et EUROSTAR 40 digital) ou pour les tâches d'agitation intensives requérant des volumes jusqu'à 20 l (EUROSTAR 20 high speed digital). La vitesse est réglée automatiquement grâce à la technologie à commande par microprocesseur (plage de vitesse : 0/30 - 2000 min⁻¹ ; ou 0/150 - 6000 pour le modèle à grande vitesse). Des circuits de sécurité assurent un arrêt automatique dans des conditions de blocage ou de surcharge. La vitesse pré-réglée et la vitesse réelle de la tige sont surveillées en permanence et toute variation est compensée automatiquement. Il en résulte une vitesse constante, indépendamment de la viscosité des échantillons.

- > Affichage numérique de la vitesse
- > Variation de vitesse en continu
- > Arbres creux pour permettre le passage de tiges d'agitation
- > Protection contre la surcharge et possibilité de fonctionner dans des conditions de surcharge pendant de courtes périodes
- > Boîtier plat et fonctionnement silencieux
- > Affichage de code d'erreur

BON DE DÉSTOCKAGE

N° de commande :

Date de commande :

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : IKAA2482000_O

N°Client : 40 _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Nom de l'acheteur : _____

TÉL : _____ FAX : _____

E-mail : _____@_____

Adresse de livraison :

Code postal : _____

Ville : _____

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : __/__/__

Code aticle	Description du produit	Qté	Prix Promo
IKAA2482000_O	Agitateur à tige, électronique	1	570 €

Montant HT

570 €

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail :
laurence.naudon@vwr.com